

Vortek®

Double J Üreteral Stent
Double J Ureteral Stent

Vazgeçilmez değer, güvenilir performans


Implantasyon
süresi: 12
aya kadar.

Daha Küçük Boyutla Mükemmel İdrar Akış Hızı

- 4,8 Fr boyutundaki stent,
6 Fr stentle benzer bir drenaj kapasitesine sahiptir

İki Katmanlı Tasarım, Takma Kolaylığı ile Hasta Konforu Arasında Denge Sağlar

- Kolay yerleştirme ve konumlandırma için çift sertlikte malzeme (sert iç katman) aynı zamanda hasta konforu için yüksek esnekliği korur (yumuşak dış katman).
- Üreter darlığı veya tümör baskısı durumları için ideal malzemedir.
- Stentin ilerlemesini kolaylaştırmak üzere hidrofilik kaplamalı olarak mevcuttur.
- Yüksek biyouyumluluğa sahiptir.



Coloplast
Girişimsel Üroloji

Coloplast Üreteral Stentler

Coloplast Ureteral Stents

- + Erişimi kolaylaştırmak için konik uç
Tapered tip to facilitate ease of access



- + İlerlemeyi gözlemek için görünür çizgiler
Graduation marking to confirm advancement

Graduation marking to confirm advancement



- + Stentin yerinden kaymasını önlemek için hafızalı loop yapısı
Shape memory loop to prevent stent migration



- + Doğru yerleşimi gözlemek için radyopak malzeme
Radiopaque material to assure accurate placement



- + Implantasyon süresi 12 aya kadar
12-month indwelling time



- + Ürün tanımlamasını ve stent değişimini kolaylaştırmak için boyut, parti numarası ve şirket adı basılmıştır
Size, lot number and company name printed to improve product identification and stent exchange

Basit iticili kitler

Ch/Fr	Uzunluk	O/O	O/C
Stent 4.8 Ch/Fr + İtici 4.8 Ch/Fr 75cm	12cm	ACB550	ACBC50
	16cm	ACB551	ACBC51
	24cm	ACB553	ACBC53
	26cm	ACB554	ACBC54
	28cm	ACB555	ACBC55
	30cm	ACB556	ACBC56
6	24cm	ACB563	ACBC63
	26cm	ACB564	ACBC64
	28cm	ACB565	ACBC65
	30cm	ACB566	ACBC66
7	24cm	ACB573	ACBC73
	26cm	ACB574	ACBC74
	28cm	ACB575	ACBC75
	30cm	ACB576	ACBC76
8	26cm	ACB584	
	28cm	ACB585	
	30cm	ACB586	


MR
UYUMLU

İmplantasyon
süresi: 12
aya kadar.

+ Vortek tümör stentler Düz kısmında gözsüz

İç katman; standart Vortek üreteral stente kıyasla takviye edilmiştir. Striktürden (darlık) geçişe olanak verir ve malzemenin serteliği, kompresyona karşı mükemmel direnç sağlar.

- **Kitin bileşenleri:** Her bir stent; yönlendirilebilir bir itici ve bir kılavuz telli bir set içerisinde gelmektedir.
- **Kılavuz Çapı:** 0.035" (Terumo® hidrofilik nitinol kılavuz tel).
- Tekli ambalajlanmıştır.
- Sterildir.



 Kits with
steerable pusher

Yönlendirilebilir itici kitle		O/O
Ch/Fr	Uzunluk	Terumo kılavuz tel
7	26cm	BCCG74
	28cm	BCCG75
	30cm	BCCG76
8	26cm	BCCG84
	28cm	BCCG85
	30cm	BCCG86



SETLER

Implantasyon
süresi: 12
aya kadar.

+ Stent yerleştirme için yönlendirilebilir/bağlanabilir itici

- Stentin konumlandırılmasını kontrol etmek için yönlendirilebilir/bağlanabilir itici.
- Radyopak halkalı veya halkasız. İtici aletin distal ucundaki radyopak halka, floroskopi altında daha iyi görüntüleme sağlar. Stentin yerleştirilmesi için sistoskopiye gerek yoktur.
- Standart konumlandırıcı olarak kullanılabilir.



+ Kılavuz teller

Seldinger: Sabit veya hareketli çekirdekli PTFE kaplı teller.



Coloplast
Girişimsel Üroloji

mask
medikal
san.tic.ltd.şti.

Mask Medikal San. Tic. Ltd. Şti.

Tel: +90 (222) 233 66 30

www.maskmedikal.com.tr

Hacıallbey Mah. Sakarya-1 Cad. No: 70/B Tepebaşı/ Eskişehir/ Türkiye

Info@maskmedikal.com.tr